

Coronavirus (2019-nCoV) - Antigentest -

Corona-Laientest, Selbsttest für Zuhause

Produktinformation



MEDIZINPRODUKT In-vitro Diagnostikum Sonstige

Set zur qualitativen in-vitro-Bestimmung von neuartigem Coronavirus-Antigen in Abstrichen der vorderen Nasenhöhle

Zur Schnelluntersuchung bei Verdachtsfällen oder als Bestätigungsmethode für den Nukleinsäure-Nachweis bei entlassenen Patienten

Probe-Entnahme durch Abstrich in der vorderen Nasenhöhle
Anzuwenden durch medizinisches Fachpersonal und Laien

Sichtbarkeit des Ergebnisses nach 15 Minuten

Positive Test-Ergebnisse weisen auf die Existenz des Corona-Antigens hin
Negative Test-Ergebnisse schließen die Möglichkeit einer Infektion nicht aus

Nicht einzusetzen

- für andere als in-vitro-diagnostische Bereiche

PRODUKTBESCHREIBUNG

Ausstattung Test-Kit

Coronavirus-Antigen-Testkassette
Probenahme-Röhrchen mit Verschlusskappe und
inkludiertem Extraktionspuffer
Sterile Abstrich-Tupfer (EO)
Gebrauchsanweisung
Druckverschluss-Beutel zur Entsorgung

Sterilisationsverfahren	Abstrich-Tupfer, Ethylenoxid (EO)
Haltbarkeit	Set und restliche Komponenten unsteril
Lagerung	18 Monate
Einmalprodukt	+4 bis +30°C, trocken und lichtgeschützt
Nicht wiederverwendbar	

BESTELLINFORMATION

REF	Name	VE [Kits]
688068.SH-1T	Coronavirus (2019-nCoV) - Antigentest -	20 á 1 Test
688068.SH-5T	Coronavirus (2019-nCoV) - Antigentest -	128 á 5 Tests

HERSTELLER

Beijing Hotgen Biotech Co., Ltd.
9th Building, No. 9 Tianfu Street, Biomedical Base
Daxing District
102600 Beijing
PEOPLE´S REPUBLIC OF CHINA

VERTRIEB

ASID BONZ GmbH
Hertzstr. 3
71083 Herrenberg
Tel.: +49 (0) 7032 9562 0 Fax: +49 (0) 7032 9562 58
info@asid-bonz.de www.asid-bonz.de

ASID BONZ GmbH

A Subsidiary of Medi-Globe®
Geschäftsführer
Elke von Brand
Martin Lehner

Handelsregister

Amtsgericht Stuttgart
HRB 245104
UST-IdNr. DE201456894

Anschrift

Hertzstraße 3
71083 Herrenberg
Tel.: (0 70 32) 95 62-0
Fax: (0 70 32) 95 62-58
E-Mail: info@asid-bonz.de

Bankverbindung

HypoVereinsbank
IBAN: DE44 7112 0077 0021 9404 96
BIC: HYVEDEMM448